



# Dischi in Zirconia e colori

## Catalogo



Orodent  
Thor  
3



Orodent  
Eos  
4



Orodent  
Venus  
5



Orodent  
Preshaded  
6



Orodent  
Gold  
7



Orodent  
Bleach  
8



Orodent  
High Translucent  
9



Orodent  
White Matt  
10



Colorodent  
Basic  
11



Colorodent  
Gold  
11



Colorodent  
Supercolori  
11



# 1200 MPa

La combinazione perfetta tra resistenza e traslucenza è stata migliorata ancora una volta dando vita alla seconda evoluzione di multistrato di casa Orodent.

Grazie alla sua versatilità, **THOR** è adatto per casi complessi, infatti il materiale è stato sviluppato anche per la produzione di strutture ad arco completo e restauri con parti gengivali.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
1200 MPa	45%	●	●	●	1530°C	Gold

Colori Disponibili: A0 - A1 - A2 - A3 - A3.5 - A4 - B1 - B2 - B3 - C1 - C2 - C3 - D2 - D3

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 25 mm

Indicazioni: corone singole, ponti ridotti, ponti estesi fino a 12 unità

Elementi mancanti: max 2

Consigli di Colorazione: suggeriamo di caratterizzare con COLORODENT SUPERCOLORI (prima della sinterizzazione)

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione



## 900/1100 MPa

Il disco in zirconia **EOS** è l'ideale per realizzare strutture altamente estetiche mantenendo resistenza, sicurezza e affidabilità del dispositivo. Con i suoi quattro strati di colore, EOS presenta una resistenza alla flessione progressiva che va dai 900 MPa nello strato cuspidale ai 1100 MPa nella zona cervicale.

Grazie anche alla traslucenza progressiva (dal 45% nella zona cervicale al 48% in quella incisale) è possibile ottenere dei restauri che riproducono in modo accurato le sfumature naturali dei denti.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
900 MPa 1100 MPa	fino a 48%	●	●	●	1530°C	Gold

Colori Disponibili: A0 - A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4\* - B1 - B2 - B3 - C1 - C2 - C3 - D2 - D3

Diametro: Ø98 mm

\*solo per altezze di 14, 16 e 18mm

Altezze disponibili: 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22mm

Indicazioni: corone singole, ponti ridotti, ponti estesi fino a 12 unità

Elementi mancanti: max 2

Consigli di Colorazione: suggeriamo di caratterizzare con COLORODENT SUPERCOLORI (prima della sinterizzazione)

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione



# 850 MPa

Grazie alla sua traslucenza e opalescenza, **VENUS** ha la capacità di essere attraversata dalla luce senza produrre effetti innaturali, ottenendo un risultato estremamente estetico.

Questa zirconia multistrato è ideale per la realizzazione di corone frontali, ponti ridotti, intarsi e faccette.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
850 MPa	49%	●	●		1530°C	Gold

Colori Disponibili: A1 - A2 - A3 - A3,5

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 14 – 16 – 18 mm

Indicazioni: corone singole, ponti ridotti (fino a 3 unità), intarsi e faccette

Elementi mancanti: max 1

Consigli di Colorazione: suggeriamo di caratterizzare con COLORODENT SUPERCOLORI (prima della sinterizzazione)

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione



# 1200 MPa

Preshaded è la zirconia **PRECOLORATA** con elevata traslucenza e resistenza alla flessione, disponibile in sette tonalità monocromatiche, classiche e versatili.

E' adatta sia alla realizzazione di corone che di ponti fino a 12 unità.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
1200 MPa	43%	●	●	●	1430°C 1530°C	Gold

Colori Disponibili: A1 - A2 - A3 - A3.5 - B2\* - C2\* - D2\*

\*solo per altezze di 14 e 18 mm

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 mm

Indicazioni: suggeriamo una temperatura di sinterizzazione di 1430°C per un effetto opaco e 1530°C per un effetto traslucente

Elementi mancanti: max 2

Consigli di Colorazione: suggeriamo di caratterizzare con COLORODENT GOLD e COLORODENT SUPERCOLORI

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione



# 1200 MPa

ZIRCONIA con **BASE NATURALE** simile all'A1 e un'elevata resistenza alla flessione (1200 MPa) per corone e ponti anatomici per un massimo di 12 unità.

È ideale perché l'effetto bianco non apparirà mai durante il ritocco.

Resistenza alla flessione	Trasparenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
1200 MPa	45%	●	●	●	1530°C	Gold

Colore Disco: NATURALE, ≈ A1

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 25 mm

Indicazioni: è adatta per ottenere risultati estremamente naturali

Elementi mancanti: max 2

Consigli di Colorazione: tecnica a immersione per 20 secondi o Tecnica a Pennello con COLORODENT GOLD e COLORODENT SUPERCOLORI

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione



# 1200 MPa

Zirconia **BLEACH** con la sua resa bianco scintillante ha un'elevata resistenza alla flessione, adatta per tutte le lavorazioni da corone singole a ponti di grandi dimensioni fino a 12 unità.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
1200 MPa	45%	●	●	●	1530°C	Basic

Colore Disco: bianco scintillante

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 25 mm

Indicazioni: è perfetto per strutture completamente anatomiche. Lo consigliamo per un effetto **WHITE HOLLYWOOD**

Elementi mancanti: max 2

Consigli di Colorazione: per ottenere colori dentinali chiari, suggeriamo la tecnica a immersione per 15 secondi con **COLORODENT BASIC**

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione



# 1200 MPa

Zirconia ad **ALTA TRASLUCENZA** con elevata resistenza alla flessione adatta per tutte le lavorazioni da corone singole a ponti di grandi dimensioni fino a 12 unità, sia anatomiche che ridotte per rivestimento con ceramica.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
1200 MPa	43%	●	●	●	1530°C	Basic

Colore Disco: bianco

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 25 mm

Indicazioni: è perfetto per strutture completamente anatomiche o ridotte

Elementi mancanti: max 2

Consigli di Colorazione: tecnica a immersione per 15 secondi o Tecnica a pennello con COLORODENT BASIC e COLORODENT SUPERCOLORI

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione



# 1400 MPa

ZIRCONIA BIANCA OPACA con una resistenza alla flessione di 1400 MPa è perfetta per cappette ridotte e ponti fino a 14 unità.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
1400 MPa	35%	●	●	●	1450°C	Basic

Colore Disco: bianco (opaco)

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 25 mm

Indicazioni: è perfetto per il rivestimento ceramico, perché opacizza il moncone

Elementi mancanti: max 2

Consigli di Colorazione: tecnica a immersione per 15 secondi con COLORODENT BASIC

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione

## Colorodent Basic



La linea Colorodent Basic è stata progettata per l'utilizzo su zirconia White Matt, High Translucent e Bleach.

I nostri colori sono interamente a base neutra a ph 5.5, la linea Basic ricopre interamente tutte le colorazioni della Scala Vita.

Disponibili in confezioni: da 50 e 100 ml.

## Colorodent Gold



La linea Colorodent Gold è progettata per infiltrare la Zirconia Gold e per caratterizzare le zirconie Thor, Eos, Venus e Preshaded.

Questi colori per zirconia sono realizzati per polveri già colorate, di conseguenza risultano meno cromatici e meno saturi.

I nostri colori sono interamente a base neutra a ph 5.5, i colori per zirconia della linea Colorodent Gold ricoprono tutte le colorazioni della Scala Vita, ad esclusione di A1 e B1.

Disponibili in formato: 50 ml.

## Supercolori



La linea Supercolori offre una soluzione ideale per caratterizzare tutte le tipologie di Zirconia prima della sinterizzazione, dalla zirconia classica bianca a quella multistrato.

I colori della linea sono tutti a base neutra a ph 5.5.

Le colorazioni disponibili sono:

Blue Light - Blue Medium - Grey Light - Grey Medium - Brown - Orange - Violet - Pink

Disponibili in formato: 30 ml.



Indirizzo: Via Maria Gaetana Agnesi, 8,  
37014 Castelnuovo del Garda (VR), Italy

Telefono: +39 0456450635

Mail: sales@orodent.com

Sito Web: www.orodent.com

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI CEI EN ISO 13485:2016